


Компьютерная программа RELAX! 2

	<p>Программа "Relax!" оказывает нормализующее действие на аккомодацию. Используемые в программе стимулы с определенными пространственными, временными и цветовыми параметрами выводят аккомодацию из фиксированного напряженного состояния. Продолжительность тренировки – 5 минут.</p> <p>Программа предназначена для восстановления аккомодационной способности и применяется в комплексном лечении миопии и амблиопии.</p>
<p>Программа рекомендуется для профилактики детской миопии, пресбиопии и для разгрузки аккомодации при работе с компьютером.</p> <p>Программа "Relax! 2" особенно удобна для тех, кто подолгу работает за компьютером. В ней предусмотрен режим, когда программа автоматически запускается при включении компьютера, наблюдает за работой пользователя и, в зависимости от его активности, своевременно напоминает о необходимости отдыха или зрительной гимнастики.</p>	
<p><u>Комплект поставки</u></p> <p>Дистрибутив на CD. Электронный ключ защиты. Руководство пользователя. Лицензия. Гарантия.</p> <p><u>Условия лицензии</u></p> <p>Возможна многократная смена компьютера.</p> <p><u>Требования к компьютеру</u></p> <p>IBM-совместимый, с процессором начиная от Pentium-166, дисководом для чтения CD. Оперативная память, свободное место на жестком диске, видеокарта – требования минимальны.</p> <p>Компьютер должен поддерживать работу с USB-устройствами и иметь свободный USB-порт для установки электронного ключа защиты.</p> <p>Операционная система – Windows XP/Vista/7 русифицированная.</p> <p>Методическое пособие по применению программы RELAX! 2 утверждено МЗ РФ.</p>	